#### 碳酸钠的制备



主讲教师:李亚平 副教授 北京他工大学化学实验教学示范中心



# 一、实验目的

- 1. 利用盐类溶解度的差异性,通过复分解反应制备 碳酸钠;
- 2. 掌握恒温条件控制及高温灼烧的基本操作。



### 二、实验原理

将 NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> 与 NaCl 作用制取 NaHCO<sub>3</sub>

,再经高温灼烧,转化为碳酸钠。

$$NH_{4}HCO_{3} + NaCl = NaHCO_{3} + NH_{4}Cl$$

$$NaHCO_{3} \xrightarrow{\triangle} Na_{2}CO_{3} + CO_{2} + H_{2}O$$



### 三、实验内容

北京化工大学 化学实验教学中心

#### 1. 复分解反应制取中间产物 NaHCO<sub>3</sub>:

用小烧杯取 25ml的NaCl 恒温水浴中△

 $30 \sim 35^{\circ}C$ 

称取NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> 固体粉末10g



不断搅拌下分批次加入到NaCl中

在 30 ~ 35°C 下反应 20min

取出蓬松 NaHCO<sub>3</sub>晶体 ① 少量水洗晶体

② 尽量抽干母液


得NaHCO<sub>3</sub> 晶体



静置几分钟后 减压过滤









# 三、实验内容

北京化工大学 化学实验教学中心

### 2. 灼烧制备 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>:

将上述蓬松晶体 放蒸发皿上 ① 先温火


② 后强火

用玻璃棒不断搅 拌防止结块

搅拌约 30min

冷却、称重并计 算产率

得白色细粉末 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>







## 四、注意事项

- 制备 NaHCO₃ 时注意恒温水浴箱的温度控制在
   30 ~ 35℃之间;
- 2. 加入 NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> 要分批次加入以防结块;
- 3. 减压抽滤中的抽滤瓶和真空泵的接法;
- 4. 灼烧 NaHCO, 时要不断搅拌。



化学实验教学中心

# 五. 实验数据记录及处理

实验日期: \_\_\_\_\_; 室温: \_\_\_\_°C

NH <sub>4</sub> HCO <sub>3</sub> (g)	样品 Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> (g)	理论值 (g)	产率 %



## 六、思考题

- 1. 影响产品产量高低的主要因素有哪些?
- 2. 影响产品纯度,即碳酸钠、碳酸氢钠,及其它杂

质含量的主要因素有哪些?



北京化工大学 化学实验教学中心



请同学们认真预习,对实验内容有更多的认识和理解,经过实验课的学习,能得到更好的实践能力的训练。

北京化工大学化学实验教学中心

地址:北京市昌平区东关亢山路 15# 邮编:102200