SYNTHÈSE D'UN ÉTHER SYNTHÈSE DE WILLIAMSON

Un éther (R-O-R') peut se préparer par la réaction entre un alcoolate (R-O⁻) avec un halogénoalcane (R'-X). Cette réaction de **substitution nucléophile** est appelée synthèse de Williamson. Ici, on synthétise la guaïafénésine, un médicament contre la toux, à partir du guaïacol.

Produits chimiques:

- 2-méthoxyphénol (guaiacol) : $C_7H_8O_2$; $M = 124,13 \,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$; d = 1,13; $T_{fus} = 28 \,\mathrm{^{\circ}C}$.
- 3-chloropropan-1,2-diol: $C_3H_7ClO_2$; $M = 110,54 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; d = 1,32
- Hydroxyde de sodium : NaOH; $M = 40,00 \,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$.
- Pentane, éthanoate d'éthyle, éthanol, tertiobutyleméthyléther.
- Solution d'hydroxyde de sodium à $2.0 \,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$
- Solutions saturées de chlorure de sodium (NaCl) et de chlorure d'ammonium (NH₄Cl).
- Sulfate de sodium anhydre : Na₂SO₄.

Manipulation:

- 1. Lancer le chauffage de l'eau.
- 2. Dans un erlenmeyer de 50 mL dissoudre 2,5 g de soude (NaOH) dans 10 mL d'eau distillée.
- 3. Dans un ballon de 100 mL, dissoudre 2,75 mL de guaïacol dans 15 mL d'éthanol. Puis ajouter 5 mL de la solution de soude préparée précédemment.
- 4. Munir le ballon d'un réfrigérant, et chauffer le ballon au bain marie à $100\,^{\circ}\mathrm{C}$.
- 5. Dans un erlenmeyer de 50 mL, dissoudre 2,5 mL de 3-chloropropan-1,2-diol dans 2,5 mL d'éthanol.
- 6. Après 10 minutes de chauffage, introduire (par le réfrigérant) la solution de 3-chloropropan-1,2-diol en plusieurs fois, et goutte à goutte.
- 7. Après 30 minutes de chauffage, laisser refroidir le mélange à température ambiante.
- 8. Réaliser une chromatographie sur couche mince (CCM) pour vérifier que la réaction a bien eu lieu. Éluant : mélange tertiobutylméthyléther/éthanoate d'éthyle (50/50).

Révéler la plaque sous UV en présence du professeur.

- 9. Ajouter 30 mL de solution saturée de NaCl.
- 10. Extraire la phase aqueuse avec 3×25 mL de tertiobutylméthyléther.
- 11. Laver la phase organique avec $25\,\mathrm{mL}$ d'une solution de soude à $2\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$, puis avec $20\,\mathrm{mL}$ de solution saturée de $\mathrm{NH_4Cl}$.
- 12. Sécher la phase organique obtenue sur Na_2SO_4 anhydre, filtrer, et évaporer sous pression réduite. On obtient une huile jaune pâle.
- 13. Ajouter 30 mL de pentane et refroidir le mélange avec un bain de glace tout en agitant. Le produit doit précipiter.

- 14. Essorer sous vide sur un verre frité.
- 15. Réaliser une recristallisation : dissoudre le produit dans quelques mL d'éthanoate d'éthyle chaud. Ajouter doucement du pentane jusqu'à ce que le milieu devienne trouble, et laisser refroidir.
- 16. Essorer sous vide sur un filtre Büchner.

Questions:

- 1. Un réactif est-il introduit en excès? Si oui, lequel?
- 2. Calculer le rendement de la réaction.
- 3. La réaction a-t-elle eu lieu? Au cours d'une CCM, de quels paramètres dépend la valeur du rapport frontal? Justifier la position relative des tâches observées sur la CCM.
- 4. D'après la CCM, La réaction est-elle totale?
- 5. Pourquoi ne voit-on pas le 3-chloropropan-1,2-diol sur la CCM?

Analyse:

- 1. Pourquoi utilise-t-on l'éthanol comme solvant de réaction?
- 2. Quel est le rôle de l'ensemble des étapes 9 à 16?
- 3. Quel est le rôle de la solution saturée de NaCl?
- 4. Pour quoi réalise-t-on trois extractions de la phase aqueuse avec $3 \times 25 \,\mathrm{mL}$ de tertiobutylméthyléther au lieu de ne faire qu'une seule extraction avec $75 \,\mathrm{mL}$ de tertiobutylméthyléther?
- 5. À l'étape 11, quel est le rôle de la solution de soude? Quel est le rôle de la solution saturée de NH₄Cl?
- 6. Le pentane est un solvant de quel type? Pourquoi en ajoute-t-on aux étapes 13 et 15?